

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТБОРУ ПРОБ ВОДЫ

Пробы воды отбирают в специальные пластиковые бутылки емкостью 1 литр, которые, как и все остальные принадлежности (бланк, совмещенный с протоколом пробоотбора, перчатки одноразовые, самозащелкивающийся пакет и этикетку) необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе Инвитро.

Все манипуляции по отбору проб воды необходимо выполнять в одноразовых резиновых перчатках.

Крышка на бутылки завинчена не до конца. До проведения пробоотбора крышку до конца не завинчивать!

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КРАНА ИЛИ КОЛОНКИ (ЭТО МОГУТ БЫТЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (СКВАЖИНЫ), ТАК И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ИЗ РОДНИКА, ОБОРУДОВАННОГО СЛИВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1. Слить воду из крана при спокойной струе в течение 3-5 минут (это делается для устранения влияния застоя воды в водопроводных трубах). Для родника со сливным устройством этого не требуется.
2. Обмыть бутылку, не открывая крышку.
3. Открыть крышку бутылки и наполнить бутылку при спокойной струе под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Протереть бутылку насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылкой поместить в большой пакет.
6. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени рекомендуется хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
7. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КОЛОДЦА

1. Зачерпнуть воду из колодца с помощью хорошо промытой емкости (ведро и пр.).
2. Обмыть бутылку с закрытой крышкой водой из емкости путем обливания бутылки.
3. Открыть крышку и зачерпнуть воду из емкости (ведро и пр.), наполнив бутылку под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Протереть бутылку насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылкой поместить в большой пакет.
6. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
7. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМА (ОЗЕРО, ПРУД, БАССЕЙН, БОЛОТО И ПР.), ВОДОТОКА (РЕКА, КАНАЛ) ИЛИ ЧАШИ РОДНИКА

1. Погрузить бутылку с закрытой крышкой в водоем, чашу родника или водоток, из которого будет отбираться проба воды, и обмыть бутылку снаружи.
2. Открыть крышку бутылки и через 1 минуту зачерпнуть воду из водоема или водотока, наполнив бутылку под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
3. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
4. Протереть бутылку насухо и наклеить на нее предварительно подписанную этикетку. Бланк заказа вложить в пакет для перчаток и вместе с бутылкой поместить в большой пакет.
5. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется обычный бытовой холодильник).
6. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ (ГАЗИРОВАННАЯ ИЛИ БЕЗ ГАЗА)

Принимается только в заводской нераспечатанной упаковке с заполнением всех документов сотрудником МО «Инвитро» в момент передачи емкости с водой непосредственно в МО Инвитро. Оплачивается только стоимость оформления образца. Этикетку наклеивает и подписывает сотрудник МО Инвитро.